



Korak 1c:

Izvadite kapsulu

Odvojite jedan od blistera od blister kartice.

Skinite zaštitni sloj s

blistera i izvadite kapsulu.

Ne gurajte kapsulu kroz foliju.

Ne gutajte kapsulu.

Udahnite brzo i što dublje možete. Tijekom inhalacije čut ćete zujanje. Mogli biste osjetiti okus lijeka dok inhalirate.



Izvadite praznu kapsulu

Odložite praznu kapsulu u kućni otpad.

Zatvorite inhalator i vratite poklopac.



Korak 3c:

Zadržite dah

Zadržite dah do 5 sekundi.

Korak 3d:

Isperite usta

Isperite usta vodom nakon svake doze i ispljunite.