
## Lire l'ensemble des instructions de manipulation avant d'utiliser Ultibro Breezhaler.




Ne pas appuyer sur les

boutons latéraux.

Etape 2b:

latéraux

Relâcher les boutons



Etape 1c:

Extraire une gélule


Détacher une alvéole de la plaquette.

Retirer la pellicule de l'alvéole et sortir la gélule.

Ne pas pousser la gélule à travers la feuille d'aluminium.

Ne pas avaler la gélule.

Inspirez rapidement et aussi profondément que possible.
Pendant l'inhalation, vous entendrez un bourdonnement.
Vous sentirez un goût lors de l'inhalation.



Etape 3c: Retenir sa respiration Retenir votre respiration pendant au moins 5 secondes.



Retirer la gélule vide Jeter la gélule vide avec vos ordures ménagères.

Fermer l'inhalateur et replacer le capuchon.